

Live capture

Original Device

Live Capture Upper Arm Electronic Blood Pressure Monitor

Monitor professionale per la misurazione della pressione arteriosa non invasiva

Professional monitor for measurement of non-invasive blood pressure



U807

another way to care



SCOPRI I PRODOTTI INNOVATIVI Live Capture,
Scansiona per guardare il video



DISCOVER INNOVATIVE Live Capture PRODUCTS,
Scan to watch video

www.abintrax.com

 **Abintrax**
WE TECH CARE

Lc Live capture

Original Device




Description Descrizione	Automatic upper arm blood pressure monitor Monitor automatico della pressione sanguigna da braccio	
Display	LCD digital display Display digitale LCD	
Measuring principle Principio di misurazione	Oscillometric method Metodo oscillometrico	
Measuring localization Misurazione della localizzazione	Upper arm Braccio superiore	
Measurement range Campo di misura	Pressure Pressione	0-299 mmHg (0-399kPa)
	Pulse Pulsazioni	40-199 pulses/min 40-199 impulsi / min
Accuracy Precisione	Pressure Pressione	±3mmHg (±0.4kPa)
	Pulse Pulsazioni	±5% of reading ± 5% della lettura
Memory function Funzione di memoria	2x90 sets memory of measurement values 2x90 valori di misurazione storicizzabili	
Power source	4x1.5V AA alkaline battery or 6.0V adapter (Not Included) 4 batterie alcaline AA da 1,5 V o adattatore da 6,0 V (non incluso)	
Automatic power off Spegnimento automatico	In 3 minutes In 3 minuti	
Main unit weight Peso unità principale	Approx. 219g Circa 219g	
Operating environment Ambiente operativo	Temperature Temperatura	5-40°C
	Humidity Umidità	15%-93%RH
	Air pressure Pressione dell'aria	86kPa-106kPa
Storage environment Ambiente di archiviazione	Temperature -20°C -55°C, Humidity: 10% - 93% avoid excessive sun and moisture on the unit. Temperatura -20°C - 55°C, Umidità: 10% - 93% evitare il sole e l'umidità eccessivi sull'unità.	

MDD (93/42/CEE) classification: Class IIa;
Medical device registered in the list of the Italian ministry of health
Dispositivo medico registrato nell'elenco del ministero della salute

CND: Z1203020501 - MISURATORI NON INVASIVI DELLA PRESSIONE ARTERIOSA OSCILLOMETRICI

REGISTRATION ID
IDENTIFICATIVO DI REGISTRAZIONE
BD/RDM: 2053757



Year/Month/Data
Anno/Mese/Data



2x90 Memory
2x90 Memoria



Wide cuff range
Cuffia di misurazione estensibile
(22-32cm)



3 times average
misurazioni mediate su
tre acquisizioni



Automatic power-off
Spegnimento automatico



Large LCD
Ampio display LCD



Rilevamento irregolarità
del battito

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE E/O AGGIORNAMENTI



AbintraX S.r.l.
Via Marina del Mondo, 62 (z.i.) | 70043 Monopoli (Ba) Italia
tel. +39 080 2149700 | +39 080 2149701
PIVA 07644780723 | R.E.A. BA572271
livecapture@abintraX.com | pec: abintraX@pec.it

SCOPRI I PRODOTTI
INNOVATIVI Live Capture.
Scansiona per guardare il video.
DISCOVER INNOVATIVE Live Capture
PRODUCTS. Scan to watch video.

