




Live capture

Original Device

Upper Arm Electronic Blood Pressure Monitor

Misuratore elettronico della pressione sanguigna
da braccio



Cod.: U81D

another way to care




Scarica l'app Live Capture
sul tuo dispositivo




www.abintrax.com



Abintrax
WE TECH CARE



Facile da usare



Fase 1 - Preparazione

Avvolgi il bracciale sulla parte superiore del braccio sinistro come in figura



Fase 2 - Misurazione

Premere il pulsante Start/Stop per avviare la misurazione



Controllo della memoria

Premi il pulsante MEM per visualizzare il risultato della misurazione precedente

Specifiche del prodotto

Tolleranza massima del valore di pressione statica
±3mmHg

Impulso di lettura
±5%

Intervallo di misurazione
Pressione: da 0 a 299 mmHg
Impulso: da 40 a 199 impulsi/min

Gonfiaggio
Automatico tramite micro pompa ad aria

Sgonfiaggio
Valvola di controllo elettronica automatica

Spegnimento automatico
Circa 3 minuti

Condizioni operative
da +5°C a +40°C 15% - 93%RH

Condizioni di stoccaggio
da -20°C a +55°C 10% - 93%RH

Scarica l'app Live Capture sul tuo dispositivo



CE 0123



anno/mese
data/ora



Bracciale
regolabile 22-42cm



Media su tre
valori validi



Spegnimento
automatico



Display
retroilluminato



Rilevamento
irregolarità
del battito

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE E/O AGGIORNAMENTI



Abintrax
WE TECH CARE

Abintrax S.r.l.
Via Marina del Mondo, 62 (z.i.) | 70043 Monopoli (Ba) Italia
tel. +39 080 2149700 | +39 080 2149701
P.IVA 07644780723 | R.E.A. BA572271
livecapture@abintrax.com | pec: abintrax@pec.it

SCOPRI I PRODOTTI
INNOVATIVI Live Capture
Scansiona per guardare il video
DISCOVER INNOVATIVE Live Capture
PRODUCTS, Scan to watch video

