

Live capture

Original Device

Live Capture SMART AirBP

Monitor portatile per la pressione invasiva

Portable Wireless Blood Pressure Monitor



Wellue®
for Live capture

AIR BP

another way to care



SCOPRI I PRODOTTI INNOVATIVI Live Capture,
Scansiona per guardare il video


DISCOVER INNOVATIVE Live Capture PRODUCTS,
Scan to watch video

www.abintrax.com

 **Abintrax**
WE TECH CARE

Lc Live capture

Original Device



AIR BP-REV. 02

WEIGHT | PESO
5.6oz /160g

DEVICE DIMENSIONS | DEVICE DIMENSIONS
1.5" x 1.2" x 1.5" (68*25mm, main unit | unità principale)

CUFF SIZE | DIMENSIONE DEL POLSO
9" - 17" /22-42cm

WIRELESS
Bluetooth 4.0 BLE

RECORDED PARAMETERS | PARAMETRI REGISTRATI
Diastolic blood pressure, systolic blood pressure, pulse rate, mean arterial pressure, pulse pressure.
Pressione sanguigna diastolica, pressione sanguigna sistolica, polso frequenza, pressione arteriosa media, pressione del polso.

MEASURE TECHNOLOGY | TECNOLOGIA DI MISURA
Oscillometric Method | Metodo oscillometrico

CUFF PRESSURE RANGE | GAMMA DI PRESSIONE DEL BRACCIO
0-300 mmHg

BLOOD PRESSURE ACCURACY | PRESSIONE SANGUIGNA PRECISIONE
±3 mmHg

PULSE RATE RANGE | GAMMA DELLA FREQUENZA DELL'IMPULSO
30 to 250 bpm

PULSE RATE ACCURACY | PRECISIONE DELLA FREQUENZA DEL POLSO
±2 bpm

DEGREE OF DUST & WATER RESISTANCE | GRADO DI RESISTENZA ALLA POLVERE E ALL'ACQUA
IP22

BATTERY LIFE | DURATA DELLA BATTERIA
Rechargeable lithium-polymer, DC 5V.
One charge for 1000 measurements.
Ricaricabile ai polimeri di litio, DC 5V.
Una carica per 1000 misurazioni.


iOS COMPATIBLE | COMPATIBILE CON iOS
iOS 9.0 or above.
iPhone 4s or above; iPad 3 or above.

ANDROID COMPATIBLE | ANDROID COMPATIBILE
Android 5.0 or above, with Bluetooth 4.0 BLE.

MDD (93/42/CEE) classification: Class IIa;
Medical device registered in the list of the Italian ministry of health
Dispositivo medico registrato nell'elenco del ministero della salute

CND: Z1203020501 – MISURATORI NON INVASIVI DELLA PRESSIONE ARTERIOSA OSCILLOMETRICI

REGISTRATION ID
IDENTIFICATIVO DI REGISTRAZIONE
BD/RDM: 1967409



Too Heavy
Troppo pesante

VS




Ultra Portable
Ultra portatile



Not Accurate
Non preciso

VS



Clinical Accuracy
Precisione clinica

CE 0197

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE E/O AGGIORNAMENTI

AbintraX
WE TECH CARE

AbintraX S.r.l.
Via Marina del Mondo, 62 (z.i.) | 70043 Monopoli (Ba) Italia
tel. +39 080 2149700 | +39 080 2149701
P.IVA 07644780723 | R.E.A. BA572271
livecapture@abintraX.com | pec: abintraX@pec.it

SCOPRI I PRODOTTI INNOVATIVI Live Capture. Scansiona per guardare il video. DISCOVER INNOVATIVE Live Capture PRODUCTS. Scan to watch video.

