

Live capture

Original Device

Live Capture Smart Infrared Thermometer

Termometro infrarossi senza contatto
con connessione bluetooth
non-contact infrared thermometer with bluetooth connection



Rycom[®]
for **Live capture**



JXB-182B

another way to care



SCOPRI I PRODOTTI INNOVATIVI Live Capture,
Scansiona per guardare il video




DISCOVER INNOVATIVE Live Capture PRODUCTS,
Scan to watch video

www.abintrax.com

Abintrax
WE TECH CARE

Lc Live capture

Original Device



JXB-182B

Measuring Distance: 3cm ~ 5cm (1.2in ~ 2in)
Distanza di misurazione: 3cm ~ 5cm (1.2in ~ 2in)

Max Response Time (Tempo di risposta massimo): <1 sec

Measurement Range (Range di misurazione):

- Body mode: 32°C ~ 42.9°C (89.6°F ~ 109.2°F)
- Temperatura Corporea: 32°C ~ 42.9°C (89.6°F ~ 109.2°F)
- Surface temp mode: 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F)
- Temperatura Superfici: 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F)
- JXB-182B
- Room mode: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
- Temperatura ambientale: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

Precision (Precisione):

- 32.0°C ~ 34.9°C (89.6°F ~ 94.8°F) ±0.3°C (±0.6°F)
- 35.0°C ~ 42.0°C (95°F ~ 107.6°F) ±0.2°C (±0.4°F)
- 42.1°C ~ 42.9°C (107.8°F ~ 109.2°F) ±0.3°C (±0.6°F)

Accuracy (Accuratezza): ± 0.3°C (0.6°F)

Temperature display resolution: 0.1C (0.1F)
Risoluzione: 0.1C (0.1F)

Unit size: 187*120*57 mm (LxWxH)
Dimensioni: 187*120*57 mm (LxWxH)

Unit weight (Without battery): 80g
Peso (batterie escluse): 80g

Consumption (Consumo energetico): ≤300mW

Alimentazione (Power): DC 3V (2 AA Batteries)

Memory (Memoria): 32 sets



Normal using condition (Condizioni di utilizzo):

- Ambient temperature (temperatura ambientale): 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F);
- Relative humidity (umidità Relativa): ≤85%

Configurable audible and visible alerts with 3 color display (allarmi sonori e visivi configurabili con display a tre colori)

Measurement Units (unità di misura): Celsius or Fahrenheit

Longevity use (vita utile): 100,000 readings (misurazioni)

Automatic power-off (Spegnimento automatico)


Bluetooth Connection (Connessione Bluetooth)



MDD (93/42/CEE) classification: Class IIa;
Medical device registered in the list of the Italian ministry of health
Dispositivo medico registrato nell'elenco del ministero della salute

CND: V03010102
TERMOMETRI ELETTRONICI E COPRICAPPUCCI

REGISTRATION ID
IDENTIFICATIVO DI REGISTRAZIONE
BD/RDM: 2009995



AbintraX S.r.l.
Via Marina del Mondo, 62 (z.i.) | 70043 Monopoli (Ba) Italia
tel. +39 080 2149700 | +39 080 2149701
PIVA 07644780723 | R.E.A. BA572271
livecapture@abintraX.com | pec: abintraX@pec.it

SCOPRI I PRODOTTI
INNOVATIVI Live Capture.
Scansiona per guardare il video.
DISCOVER INNOVATIVE Live Capture
PRODUCTS. Scan to watch video.

