

Live capture

Original Device

Live Capture SMART ABPM

Monitoraggio in continuo della
pressione arteriosa

Ambulatory Blood Pressure Monitoring Long Timer Recording



LC_ABP-021

another way to care



SCOPRI I PRODOTTI INNOVATIVI Live Capture,
Scansiona per guardare il video


DISCOVER INNOVATIVE Live Capture PRODUCTS,
Scan to watch video

www.abintrax.com

 **Abintrax**
WE TECH CARE

Lc Live capture

Original Device



MDD (93/42/CEE) classification: Class IIa;
 Medical device registered in the list of the Italian ministry of health
 Dispositivo medico registrato nell'elenco del ministero della salute

CND: Z12050404 - REGISTRATORI HOLTER DELLA PRESSIONE SANGUIGNA


REGISTRATION ID
 IDENTIFICATIVO DI REGISTRAZIONE
 BD/RDM: 2015984

Specifiche Tecniche

Measurement Range Range di misurazione	SYS:60~260mmHg, DIA: 30~195mmHg; Pulse Rate: 30~200bpm
Accuracy Accuratezza	Pressure: ±3mmHg - Pulse Rate: ±5%
Reproducibility Errore max di riproducibilità	Pressure: ≤3mmHg
Method of easurement Metodo di Misurazione	Oscillometry with linear deflation
Monitor Dimension Dimensioni	113 x 75 x 26 mm
Weight Peso	168g without battery (batteria esclusa)
Monitor Ingress Protection Grado di protezione	IP22
Cuff Size	M5402BM: arm circumference 20~24cm M5403BM: arm circumference 24~32cm M5404BM: arm circumference 32~38cm
Collision Robustezza	Still works in case fall on hard surface from 50mm height in any axial direction
Temperature Temperatura	5°C ~ +40°C
Humidity Umidità	10% ~ 95% RH
Pressure Pressione atmosferica	800hPa ~ 1060hPa
Temperature Temperatura	-25°C ~ +70°C
Humidity Umidità	≤95% RH
Pressure Pressione atmosferica	560hPa ~ 1060hPa
Type Tipologia	2 AA (LR6) alkaline or high capacity Ni-HM batteries
Humidity Umidità	2.4~3.2V
Measurement capacity Capacità di misurazione	200~400 measurements per battery



TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE E/O AGGIORNAMENTI



AbintraX S.r.l.
 Via Marina del Mondo, 62 (z.i.) | 70043 Monopoli (Ba) Italia
 tel. +39 080 2149700 | +39 080 2149701
 P.IVA 07644780723 | R.E.A. BA572271
 livecapture@abintraX.com | pec: abintraX@pec.it

SCOPRI I PRODOTTI
 INNOVATIVI Live Capture.
 Scansiona per guardare il video.
 DISCOVER INNOVATIVE Live Capture
 PRODUCTS. Scan to watch video.



LC_ABP-021_REV.1