



LC_FAMO01

another way to care



SCOPRI I PRODOTTI INNOVATIVI **Live Capture**, Scansiona per guardare il video

DISCOVER INNOVATIVE **Live Capture** PRODUCTS, Scan to watch video







Durevole e Robusto, stabile, impermeabile, antipolvere, anti-caduta e antiurto piccolo e leggero, facile da trasportare.

Strong, stable, waterproof, dustproof, anti-fall and shockproof Small and lightweight, easy to carry.

Dotato di custodia attrezzata per il primo soccorso monitoraggio, inclusa una gestione accessoria borsa e una custodia per l'attrezzatura di pronto soccorso. Equipped with a specialized bag for first aid monitoring, including an accessory management

bag and a first aid equipment storage bag.

Adatto per ambienti e situazioni di emergenza, extra ospedaliere trasporto, trasporto intraospedaliero, posto letto monitoraggio nel pronto soccorso.

Suitable for emergency scene, out-of-hospital transport, intra-hospital transport, bedside monitoring in the emergency department.

Caratteristiche | Features

- Package specializzato nel monitoraggio di primo soccorso con batteria al litio integrata da 6.600 mAh. Built-in 6,600mAh lithium battery in specialized first aid monitoring package
- Con doppie batterie al litio: una da 2.200 mAh integrata nel C30 ed un'altra da 4.400 mAh nel package, oltre 8 ore di autonomia. Alimentatore incluso. With double lithium batteries: Built-in 2,200 mAh lithium battery in C30 and built-in 4,400 mAh lithium battery in first aid monitoring package, over 8 hours working time, support vehicle power,
- Display LCD a colori da 4,3 pollici, 16:9, touch screen. | 4.3-inch, 16:9 colorful LCD display touch screen operation.
- Allarme acustico ed ottico intelligente a tre livelli ed indicatore luminoso cangiante tra rosso, giallo e blu; È inoltre possibile regolare il volume dell'allarme.
- Archiviazione degli andamenti (e possibilità di revisionarli) per 48 ore. | Trend storage & review for 48 hours.
- Peso: 1.2kg; leggero e portatile. | Weight: 1.2kg; light and portable.
- Con sistema operativo Linux. | With Linux operation system.
- È stata testata la resistenza all'impatto lasciandolo cadere da 1.2 m di altezza. I 1.2m drop test proof.

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE E/O AGGIORNAMENTI

MDD (93/42/CEE) classification: Class IIb; Medical device registered in the list of the Italian ministry of health Dispositivo medico registrato nell'elenco del ministero della salute

CND: Z1203020201 MONITOR MULTIPARAMETRICI AL POSTO **LETTO**

REGISTRATION ID IDENTIFICATIVO DI REGISTRAZIONE BD/RDM: 1055231



